

VIRAL CNS FLOW CHIP


DNA FLOW TECHNOLOGY

Kit de diagnóstico molecular basado en
PCR Multiplex y
Chip Macroarray

VIRAL CNS FLOW CHIP

Detección simultánea (en un paso RT-PCR) de **virus DNA y RNA** causantes de infecciones del SNC

- ✓ Detección simultánea de 8 virus DNA/RNA
- ✓ Un solo tubo de PCR
- ✓ Enzima uracil-N-glicosilasa (UNG) para evitar la contaminación con productos PCR
- ✓ Alta sensibilidad y especificidad
- ✓ Validado con paneles de los Programas de Garantía de calidad QCMD y UKNEQAS



HSV-1: Herpes Simplex Virus -1
 HSV-2: Herpes Simplex Virus -2
 CMV: Cytomegalovirus
 EBV: Epstein Barr Virus
 VZV: Varicella-Zoster Virus
 TOSV: Toscana Virus
 EV: Enterovirus
 HPeV: Parechovirus

B: Control de hibridación
CI: Control exógeno de amplificación
BG: Control endógeno de amplificación (β-globina humana)

Referencias

| Instrumento | Tests | Referencia |
|-------------|---------|-----------------------|
| HS12 | 24 test | MAD-003934M-H-HS12-24 |
| HS24 | 24 test | MAD-003934M-H-HS24-24 |

Desarrollado y producido por

master diagnóstica

Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
 Avda. del Conocimiento, 100
 18016 Granada (España)
 Tel: (+34) 958 27 14 49
 Fax: (+34) 958 27 14 34
 Hotline: (+34) 958 10 50 11
export@vitro.bio
www.masterdiagnostica.com



Distribuido por

