

SARS-CoV-2
RT-qPCR kit

SARS-CoV-2
RT-qPCR kit


SARS-CoV-2
RT-qPCR kit

SARS-CoV-2
RT-qPCR kit

- SARS-CoV-2 RT-PCR -

REF: MAD-003941M

Kit para la detección del virus del Síndrome Respiratorio
Agudo Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mediante One-Step
Real-Time RT-PCR



Resultados rápidos



Genes diana: E (genérico de SARS) y N (específico de SARS-CoV-2)



Única Master Mix lista para uso Formato 100 test



RNA extraído

- ✓ Exudados naso y orofaríngeos
- ✓ Lavado broncoalveolar (BAL)



Control interno y control positivo incluido



Especificidad y sensibilidad del 100%



Caracterizado acorde con las recomendaciones de la OMS. Evaluado por el Instituto de Salud Carlos III-CNM



Límite de detección de 10 copias/reacción



Enzima UNG incorporada para evitar contaminaciones



Sistema abierto compatible con los sistemas de extracción y equipos de RT-PCR más comunes del mercado